


# GUIA DE TAMANHOS

## Máscara Nasal Wizard 210


APEX



1. Imprima o guia de tamanho em "Tamanho real" ou "100%".  
**Para conferir se a impressão está correta o quadrado abaixo deve ter 2,5 cm:**

2,5cm

2. Experimente cada molde de almofada nonariz e escolha o menor tamanho de almofada que não fique obstruindo as laterais do nariz ou os olhos.
3. Após conferir se o guia de tamanho foi impresso corretamente, recorte-o de acordo com as indicações.



Para uma vida melhor